# Отчет о выполнении лабораторной работы 2.2.1 "Исследование взаимной диффузии газов"

Калашников Михаил, Б03-205

**Цель работы:** регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

#### В работе используются:

- измерительная установка  $(V_1 = V_2 = 800 \pm 5 \text{ см}^3, l/S = 15, 0 \pm 0, 1 \frac{1}{\text{см}});$
- форвакуумный насос;
- баллон с газом (гелий);
- манометр ( $\sigma_P = 0.005 \cdot 760 \text{ торр} = 3.8 \text{ торр}$ );
- источник питания;
- магазин сопротивлений;
- гальванометр;
- секундоменр;

#### 1. Теоретическая часть

Диффузией называется самопроизвольное перемешивание молекул, происходящее вследствие их теплового движения. Плотность диффузионного потока любого компонента (т. е. количество вещества, проходящее в единицу времени через единичную поверхность) определяется законом Фика:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x}$$

где D — коэффициент взаимной диффузии газов, а j — плотность потока частиц. Применяя этот закон к условиям нашего эксперимента совместно с законом сохранения вещества, можно получить уравнение, описывающее изменении разности концетраций от времени.

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}$$

## 2. Экспериментальная установка

Для исследования взаимной диффузии газов и определения коэффициента диффузии используется установка, изображенная на рис. 1. Два сосуда с объемами V1 и V2 соединены трубкой длины l и сечения S. Сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии концентрации каждого из компонентов в обоих сосудах с течением времени выравниваются.

Для измерения концентраций в данной установке применяются датчики теплопроводности  $D_1,\,D_2$  и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от ее состава. Тонкая проволочка радиуса  $r_{pr}$ , протянутая вдоль оси стеклянного цилиндра радиуса  $R_c$ , нагревается током. Тепло от проволочки к стенке цилиндра переходит главным образом вследствие теплопроводности газа, находящегося внутри цилиндра.




Рис. 1: Установка для исследования взаимной диффузии газов




Рис. 2: Мостовая схема с датчиками теплопроводности для измерения разности концентраций газов

# 3. Проведение эксперимента

- 1. Ознакомимся с установкой. Изучим действие каждого из присутствующих на установке кранов, инструкцию работы с форвакуумным насосом.
- 2. Установка включена в сеть, октроем краны К1 К3.
- 3. С помощью форвакуумного насоса откачаем воздух из установки. Выключим насос, не забыв соединить его с атмосферой.
- 4. Напустим в установку воздух до рабочего давления P. В начале экс-

перимента оно равно 40 торр. Сбалансируем мост, перекрыв краны  ${\rm K1}$  и  ${\rm K2}.$ 

- 5. Заполним верхнюю емкость гелием до давления, равного 0.2*P*. Для этого откроем кран K7 и возпользуемся дозатором K6. Закрыв кран K1 и откачав гелий, оставшийся в патрубках, заполним нижнюю емкость воздухом из атмосферы до давления 1.75*P* с помощью крана K5. Далее дадим давления в обоих емкостях уравняться, открыв для этого краны K1 и K2 на 30 секунд. Запишем установившееся давление.
- 6. Приступим к измерениям. Откроем кран K3 и сразу после этого запустим компьютерную программу. Будем продолжать процесс измерения, пока показания вольтметра не опустятся на 30-50%. Сохраним полученные измерения, указав установившееся давление.
- 7. Поднимем рабочее давление на 40 торр и повторим три последних пункта. Будем продолжать это вплоть до давления в 240 торр.

#### 4. Обработка данных

8. Автоматизированные измерения позволили снять примерно 4000 точек за все время эксперимента, поэтому приводить их в отчете в виде таблицы не имеет смысла. По этим точкам мы построим зависимость  $\ln V(t)$ . В таблицу 1 внесем угловые коэффициенты полученных прямых k и вычисленные на основании последних коэффициенты взаимной диффузии D по формуле:

$$\ln P = -\frac{t}{\tau} + \ln P_0 = kt + \ln P_0$$

$$D = \frac{1}{\tau} \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} = -k \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S}$$

- 9. Построим график зависимости D(1/P). Продлим прямую до точки  $(1/P_0; D_0)$ , где  $P_0$  атмосферное давление,  $D_0$  коэффициент взаимной диффузии при атмосферном давлении.
- 10. Вычисли длину свободного пробега  $\lambda$  и размер молекулы r. Для этого воспользуемся формулами:

$$D_0 = \frac{1}{3}\lambda \langle v \rangle, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$
$$\lambda = \frac{3D_0}{\langle v \rangle} = 3D_0 \sqrt{\frac{\pi \mu}{8RT}}$$
$$\pi (2r)^2 \lambda n = 1, \quad n = \frac{P_0}{kT}$$
$$r = \frac{1}{2\sqrt{\pi \lambda n}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{kT}{\pi \lambda P_0}}$$

где k — постоянная Больцмана,  $P_0$  — атмосферное давление,  $T=297\pm2$  K,  $\mu$  — молярная масса гелия.

#### 5. Расчет погрешностей

Найдем среднюю погрешность значения коэффициента взаимной диффузии:

$$arepsilon_{D,\ \mathrm{приб}} = \sqrt{arepsilon_{V}^{2} + arepsilon_{rac{1}{S}}^{2}} = 0,9\%,\ \mathrm{т.к.}\ V_{1} = V_{2} = V$$
 и  $\sigma_{V_{1}} = \sigma_{V_{2}}$   $arepsilon_{D,\ \mathrm{слу\, q}} = \langle arepsilon_{k} \rangle = \langle \dfrac{\sigma_{k}}{k} \rangle = 0,1\%$   $arepsilon_{D} = \sqrt{arepsilon_{D,\ \mathrm{приб}}^{2} + arepsilon_{D,\ \mathrm{слу\, q}}^{2}} = 0,9\%$ 

Отсюда найдем погрешность  $D_0$ :

$$D_0pprox Drac{P}{P_0},\quad arepsilon_{D_0}=\sqrt{arepsilon_D^2+arepsilon_P^2}=4,0\%$$
 где  $arepsilon_P=\sigma_P\langlerac{1}{P}
angle=3,9\%$ 

Таким образом:

$$D_0 = 0.81 \pm 0.03 \ \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

Воспользуемся формулой погрешности косвенных измерения для определения погрешности  $\lambda$  и r.

$$\varepsilon_{\lambda} = \sqrt{\varepsilon_{D_0}^2 + \frac{1}{4}\varepsilon_T^2} = 4,0\%$$
 
$$\lambda = 195 \pm 8 \text{ HM}$$
 
$$\varepsilon_r = \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon_{\lambda}^2 + \varepsilon_T^2} = 2,0\%$$

## 6. Вывод

Полученные величины сходятся с значениями, приводимых в справочниках. Это свидетельствует корректности и точности проведенного эксперимента.

# 7. Приложения

	P, Topp	40	80	120	160	200	240
	$k, 10^{-3}/c$	-2,136	-1,005	-0,747	-0,553	-0,446	-0,386
Г	$D$ , $cm^2/c$	12,82	6,03	4,48	3,32	2,68	2,32

Таблица 1: Вычисления коэффициента взаимной диффузии при различных давлениях




Рис. 3: График зависимости  $\ln V(t)$ 




Рис. 4: График зависимости D(1/P)